

Green innovations for a better life



Better4

"요창!! 예방이 우선입니다."

BETTER4는 수술실 절제품과 복지용품을 양축으로 혁신적이고 편리한 제품을 꾸준히 선보이며 세계 의료, 복지용품시장을 선도하고 있습니다.
또한 더 좋은 미래 사회 구현과 더 좋은 제품개발에 대한 열정으로 업계에서 확고한 선두 지위를 확보하여 최고의 기업으로 발돋움 하고 있습니다.



PRODUCT GUIDE

■ MAIN PRODUCT	03
■ SUPINE	04
■ PRONE	06
■ LATERAL	08
■ LITHOTOMY	10
■ TABLE PAD PART	12
■ HEAD PART	13
■ ARM & ELBOW PART	15
■ SHOULDER & BODY PART	16
■ ANKLE, HEEL & FOOT PART	20
■ SPECIAL PART	23



MAIN PRODUCT

TABLE PAD



MT100



MT106



MT142

HEAD



MH204



MH214




MH213C



MH221



MH231



MH232



MH241

ARM ELBOW



MA302



MA304



MA311



MA312



MF461

SHOULDER BODY



MC504



MC541



MC553



MC561



MP604



MP631



MP611



MS703

HEEL FOOT



MF401



MF402



MF403



MF404



MF441



MP641

SPECIAL




MS811



EB



VFG



Embossed Cushion

SUPINE



HEAD & FACE

CLOSED HEAD RING



OPHTHALMIC HEADREST




OPHTHALMIC HEADREST




ARM

CONTOURED
ARMBOARD PAD WITH
FOAM BASE



HEAD & FACE	CLOSED HEAD RING	MH201~MH204
	OPHTHALMIC HEADREST	MH231
	OPHTHALMIC HEADREST	MH232

ARM	CONTOURED ARMBOARD PAD WITH FOAM BASE	MH303~306
-----	---------------------------------------	-----------



BODY


LEG & FOOT

CHEST ROLLS (PEDIATRIC)

FRACTURE TABLE HIP PAD

HEEL SUPPORT

HEEL CUP



BODY	CHEST ROLLS (PEDIATRIC)	MC511~MC514
	FRACTURE TABLE HIP PAD	MS721

LEG&FOOT	HEEL SUPPORT	MF401
	HEEL CUP	MF402
	DOMES POSITIONER	MP641

PRONE



HEAD & FACE

ARM


BODY

PRONE HEADREST

OPEN HEAD RING

ARMBOARD PAD

CHEST ROLL (ADULT)



HEAD & FACE PRONE HEADREST | MH221, MH222
 OPEN HEAD RING | MH211-MH214

ARM ARMBOARD PAD | MA301, MA302

BODY CHEST ROLL (ADULT) | MC531-MC533
 MC541



BODY

LEG & FOOT

PRONE FRAME SET

CHEST POSITIONER

CONTOURED ARMBOARD
PAD WITH FOAM BASE

DOMES POSITIONER



BODY	PRONE FRAME SET	MS703, MS704
	CHEST POSITIONER	MC561(R), MC562(L)

LEG&FOOT	CONTOURED ARMBOARD PAD WITH FOAM BASE	MA303~MA306
	DOMES POSITIONER	MP641

LATERAL



HEAD & FACE

ARM

BODY

PADLESS OPEN HEAD RING

OPEN HEAD RING

ARM PROTECTOR

CONTOURED CHEST ROLL



HEAD & FACE

PADLESS OPEN HEAD RING

MH221C-MH223C

OPEN HEAD RING

MH211-MH214

ARM


ARM PROTECTOR

MA311-MA312

BODY

CONTOURED CHEST ROLL

MC551-MC553



BODY

LEG & FOOT

LATERAL POSITIONER

PATIENT POSITIONING BELT

COMFORT HEEL PAD

GRADUATED THORACIC POSITIONER



BODY	LATERAL POSITIONER	MP611
	PATIENT POSITIONING BELT	MP651

LEG&FOOT	COMFORT HEEL PAD	MF404
	GRADUATED THORACIC POSITIONER	MP621

LITHOTOMY



HEAD & FACE

ARM

BODY

CONTOURED HEADREST

FACE PAD

FASTENING BELT

FRACTURE TABLE HIP PAD



HEAD & FACE

CONTOURED HEADREST

MH241

FACE PAD

MH251

ARM

FASTENING BELT

MF461, MF462

BODY

FRACTURE TABLE HIP PAD

MS721



BODY

UNIVERSAL PATIENT POSITIONER



CRUTCH STIRRUP PAD



ANKLE STRAP STIRRUP



LITHOTOMY POLE COVER



LEG & FOOT

BODY UNIVERSAL PATIENT POSITIONER | MP601~MP607

LEG&FOOT CRUTCH STIRRUP PAD | MF411~MF414
ANKLE STRAP STIRRUP | MF441
LITHOTOMY POLE COVER | MF451



OPERATING TABLE PAD



EMBOSSED OPERATING TABLE PAD



VAC-PAC COVER

I TABLE PAD PART

TABLE PAD 제품은 수술실 욕창방지 젤 제품 중 가장 기본이 되는 제품이며, 수술테이블에 맞게 길이, 폭, 두께의 제한이 없이 주문제작도 가능합니다.

	CODE	LXWXHcm	LXWXHinch		CODE	LXWXHcm	LXWXHinch
OPERATING TABLE PAD	MT100	193 x 86 x 1	76 x 33.9 x 0.4	OPERATING TABLE PAD	MT112	50.8 x 50.8 x 1	20 x 20 x 0.4
	MT101	183 x 50 x 1	72 x 19.7 x 0.4		MT113	50.8 x 50.8 x 1.5	20 x 20 x 0.6
	MT102	183 x 50 x 1.5	72 x 19.7 x 0.6		MT121	99 x 50 x 1	39 x 19.7 x 0.4
	MT103	117 x 50.8 x 1	46.1 x 20 x 0.4		MT122	50 x 25 x 1	19.7 x 9.8 x 0.4
	MT104	117 x 50.8 x 1.5	46.1 x 20 x 0.6		MT123	50 x 25 x 1.5	19.7 x 9.8 x 0.6
	MT105	50.8 x 23 x 1	20 x 9.1 x 0.4		MT124	50 x 45 x 1	19.7 x 17.7 x 0.4
	MT106	100 x 50.8 x 1 w/c	39.4 x 20 x 0.4 w/c		MT125	50 x 45 x 1.5	19.7 x 17.7 x 0.6
	MT107	100 x 50.8 x 1.5 w/c	39.4 x 20 x 0.6 w/c		MT126	160 x 43 x 1	63 x 16.9 x 0.4
	MT108	50.8 x 50.8 x 1 w/c	20 x 20 x 0.4 w/c		MT127	70 x 50 x 1.5	27.6 x 19.7 x 0.6
	MT109	50.8 x 50.8 x 1.5 w/c	20 x 20 x 0.6 w/c		MT128	70 x 45 x 1.5	27.6 x 17.7 x 0.6
	MT110	117 x 50.8 x 1 w/c	46.1 x 20 x 0.4 w/c		MT129	46 x 33 x 1	18.1 x 13 x 0.4
MT111	117 x 50.8 x 1.5 w/c	46.1 x 20 x 0.6 w/c	MT131	60 x 60 x 2.5	23.6 x 23.6 x 1		
EMBOSSED OPERATING TABLE PAD	MT141	52 x 52 x 1.6	20.5 x 20.5 x 0.6	MT132	90 x 50 x 2.5	35.4 x 19.7 x 1	
	MT142	100 x 52 x 1.6	40 x 20.5 x 0.6	MT133	75 x 25 x 2	29.5 x 9.8 x 0.8	
	MT143	40 x 23 x 1.6	15.7 x 9.1 x 0.6	MT134	100 x 50.8 x 1	39.4 x 20 x 0.4	
	MT144	91 x 45 x 1.6	35.8 x 17.7 x 0.6	MT135	100 x 50.8 x 1.5	39.4 x 20 x 0.6	
				MT136	66 x 15 x 1.3	30 x 5.9 x 0.5	
			VAC-PAC COVER	MT137	97 x 64 x 1	38.2 x 25.2 x 0.4	

MH203 SUPINE POSITION



MH214 PRONE POSITION



MH241 SUPINE POSITION



HEAD PART

CLOSED HEAD RING

신생아용, 소아용, 성인용으로 구성되어, SUPINE POSITION, LITHOTOMY POSITION에서 머리 후두부 부분 고정에 주로 사용됩니다.



OPEN HEAD RING

신생아용, 소아용, 성인용으로 구성되어, PRONE POSITION, LATERAL POSITION에서 주로 사용되며 호흡기 착용시 유용합니다.



PADLESS OPEN HEAD RING

OPEN HEAD RING과 동일한 목적의 제품이지만, OPEN HEAD RING과는 달리 아래쪽 패드가 없어 폭 조절이 가능합니다.



CONTOURED HEADREST

SUPINE POSITION, LITHOTOMY POSITION에서 후두부 전체를 안정적으로 고정시키며, 허벅지, 발뒤꿈치 부분 고정 시에도 사용가능합니다.



	CODE	LXWXHcm	LXWXHinch
CLOSED HEAD RING	MH201	9 x 4 x 2	3,5 x 1,6 x 0,8
	MH202	14 x 6 x 3,5	5,5 x 2,4 x 1,4
	MH203	20 x 7,5 x 4,5	7,9 x 3 x 1,8
	MH204	20 x 7,5 x 7,5	7,9 x 3 x 3
OPEN HEAD RING	MH211	9 x 4 x 2	3,5 x 1,6 x 0,8
	MH212	14 x 6 x 3,5	5,5 x 2,4 x 1,4
	MH213	20 x 7,5 x 4,5	7,9 x 3 x 1,8
	MH214	20 x 7,5 x 7,5	7,9 x 3 x 3

	CODE	LXWXHcm	LXWXHinch
PADLESS OPEN HEAD RING	MH211C	9 x 4 x 2	3,5 x 1,6 x 0,8
	MH212C	14 x 6 x 3,5	5,5 x 2,4 x 1,4
	MH213C	20 x 7,5 x 4,5	7,9 x 3 x 1,8
CONTOURED HEADREST	MH241	19 x 19 x 6	7,5 x 7,5 x 2,4



MH231 SUPINE POSITION



MH232 SUPINE POSITION



MH251 SUPINE POSITION



PRONE HEADREST

PRONE POSITION에서 환자의 기도확보 및 호흡기 착용시 유용합니다.

OPHTHALMIC HEADREST



SUPINE POSITION, LITHOTOMY POSITION에서 후두부 전체를 안정적으로 고정합니다.

OPHTHALMIC HEADREST

SUPINE POSITION, LITHOTOMY POSITION에서 후두부 전체를 안정적으로 고정합니다.


FACE PAD

호흡기 호스 등으로부터 이마 부분을 보호합니다



	CODE	LXWXHcm	LXWXHinch
PRONE HEADREST	MH221 MH222	28 x 23 x 14,5 23 x 19 x 13	11 x 9,1 x 5,7 9,1 x 7,5 x 5,1
OPHTHALMIC HEADREST	MH232	28 x 24 x 9	11 x 9,4 x 3,5

	CODE	LXWXHcm	LXWXHinch
OPHTHALMIC HEADREST	MH231	27 x 23 x 7	10,6 x 9,1 x 2,8
FACE PAD	MH251	16 x 6 x 1,6	6,3 x 2,4 x 0,6



| ARM & ELBOW PART

ARMBOARD PAD

팔, 팔꿈치 부분을 보호하며, 상황에 따라 여러 신체 부위에서 사용이 가능합니다.

CONTOURED ARMBOARD PAD WITH FOAM BASE

팔, 무릎 부분을 보호하며, 피부와 접촉하지 않는 부분은 폼으로 제작하여 경량화한 제품입니다.

ARM PROTECTOR

팔 부분의 마찰로 인한 피부손상을 방지하고, 길이 조절이 가능한 벨크로가 부착되어 있습니다.

FASTENING BELT

손목, 팔꿈치, 발목 등을 수술 테이블에 고정 시 사용합니다.



	CODE	LXWXHcm	LXWXHinch
ARMBOARD PAD	MA301	40 x 12,5 x 2	15,7 x 4,9 x 0,8
	MA302	60 x 12,5 x 2	23,6 x 4,9 x 0,8
CONTOURED ARMBOARD PAD WITH FOAM BASE	MA303	40 x 15 x 6	15,7 x 5,9 x 2,4
	MA304	50 x 15 x 6	19,7 x 5,9 x 2,4
	MA305	60 x 15 x 6	23,6 x 5,9 x 2,4
	MA306	63 x 15 x 6	24,8 x 5,9 x 2,4

	CODE	LXWXHcm	LXWXHinch
ARM PROTECTOR	MA311	38 x 12 x 0,8	15,0 x 4,7 x 0,3
	MA312	46 x 21 x 0,8	18,1 x 8,3 x 0,3
FASTENING BELT	MF461	33 x 7 x 1,5	13,0 x 2,8 x 0,6
	MF462	36 x 7 x 1,5	14,2 x 2,8 x 0,6

MC533 PRONE POSITION



MC541 PRONE POSITION



MC553 LATERAL POSITION



I SHOULDER & BODY PART

CHEST ROLL (ADULT)

PRONE POSITION, LATERAL POSITION에서 흉부 고정을 위해 사용됩니다. 자세에 따라 흉부 이외의 다른 신체부위에도 사용 가능합니다.(성인용)

CHEST ROLL (PEDIATRIC)

PRONE POSITION, LATERAL POSITION에서 흉부 고정을 위해 사용됩니다.(신생아용, 소아용)

CONTOURED CHEST ROLL

주로 PRONE POSITION에서 제품 두 개를 세로로 위치하여 가슴 부위를 고정하고, LATERAL POSITION 자세 유지 시 복부 부분에도 사용됩니다.

UNIVERSAL PATIENT POSITIONER

여러 자세에서 사용 가능한 다목적 제품입니다.



	CODE	LXWXHcm	LXWXHInch
CHEST ROLLS (ADULT)	MC521	30 x 10 x 8,5	11,8 x 3,9 x 3,3
	MC522	40 x 10 x 8,5	15,7 x 3,9 x 3,3
	MC523	50 x 10 x 8,5	19,7 x 3,9 x 3,3
	MC531	30 x 15 x 10	11,8 x 5,9 x 3,9
	MC532	40 x 15 x 10	15,7 x 5,9 x 3,9
	MC533	50 x 15 x 10	19,7 x 5,9 x 3,9
	MC541	50 x 18 x 15	19,7 x 7,1 x 5,9
	CONTOURED CHEST ROLL	MC551	30 x 16 x 13/9
MC552		40 x 16 x 13/9	15,7 x 6,3 x 5,1/3,5
MC553		50 x 16 x 13/9	19,7 x 6,3 x 5,1/3,5

	CODE	LXWXHcm	LXWXHInch	
CHEST ROLL (PEDIATRIC)	MC501	15 x 5 x 5	5,9 x 2 x 2	
	MC502	20 x 5 x 5	7,9 x 2 x 2	
	MC503	25 x 5 x 5	9,8 x 2 x 2	
	MC504	30 x 5 x 5	11,8 x 2 x 2	
	MC511	15 x 7,5 x 7,5	5,9 x 3 x 3	
	MC512	20 x 7,5 x 7,5	7,9 x 3 x 3	
	MC513	25 x 7,5 x 7,5	9,8 x 3 x 3	
	MC514	30 x 7,5 x 7,5	11,8 x 3 x 3	
	UNIVERSAL PATIENT POSITIONER	MP601	16 x 8 x 4,5	6,3 x 3,1 x 1,8
		MP602	33 x 7 x 5	13 x 2,8 x 2
MP603		33 x 12 x 6	13 x 4,7 x 2,4	
MP604		36 x 12,5 x 7	14,2 x 4,9 x 2,8	
MP605		25 x 12,5 x 5	9,8 x 4,9 x 2	
MP606		38 x 12,5 x 6,3	15 x 4,9 x 2,5	
MP607		50 x 12,5 x 7	19,7 x 4,9 x 2,8	



CHEST POSITIONER

PRONE POSITION에서 환자의 어깨부터 가슴부분을 고정하며, 팔을 아래로 내릴 시 겨드랑이 부분 마찰 완화를 위해 디자인 되었습니다. (좌, 우측 제품 1SET)

LATERAL POSITIONER

LATERAL POSITION에서 머리, 어깨, 팔, 늑골 부분 고정 시 사용되며, 머리 부분을 높게 디자인 하여 환자의 몸을 수평이 되게 유지합니다.

PATIENT POSITIONER

상황에 따른 여러 수술자세에서 적용 가능한 제품으로, 제품 내부를 폼으로 제작하여 경량화한 제품입니다

PATIENT POSITIONING BELT

LATERAL POSITION에서 허리, 엉덩이 부분을 감싸 몸 전체를 고정하기 위한 제품입니다.



	CODE	LXWXHcm	LXWXHinch
CHEST POSITIONER	MC561(R)	71/58 x 20 x 7,6	28 x 7,9 x 3
	MC562(L)	71/58 x 20 x 7,6	28 x 7,9 x 3
	MC561-1(R)	55/47 x 15 x 6	21,6/18,5 x 3,1 x 1,2
	MC562-1(L)	55/47 x 15 x 6	21,6/18,5 x 3,1 x 1,2

LATERAL POSITIONER	MP611	71 x 50 x 15,2/2,5	28 x 19,7 x 6/1
--------------------	-------	--------------------	-----------------

	CODE	LXWXHcm	LXWXHinch
PATIENT POSITIONER	MP631	16 x 8 x 6	6,3 x 3,1 x 2,4
	MP632	70 x 20 x 8	27,6 x 7,9 x 3,1
	MP633	30 x 15 x 10	11,8 x 5,9 x 3,9
	MP634	50 x 15 x 10	19,7 x 5,9 x 3,9
	MP635	60 x 15 x 10	23,6 x 5,9 x 3,9

PATIENT POSITIONING BELT	MP651	50,5 x 8,5 x 0,8	19,9 x 3,3 x 0,3
--------------------------	-------	------------------	------------------

MS703 PRONE FRAME



MS703 PRONE FRAME SET



WILSON FRAME PAD

WILSON FRAME 위에 씌워 가슴, 복부, 허벅지까지 안정적으로 고정합니다. 상부의 젤패드는 벨크로 벨트로 프레임과 단단히 고정 되어 있어 사용시 뒤틀리지 않습니다.



PRONE FRAME SET

젤패드(MS703)와 프레임(MS704)으로 구성되어, 기존의 WILSON FRAME에 비해 경량화한 제품입니다.



RELTON FRAME PAD SET

RELTON FRAME 에서 겨드랑이와 가슴부분에 2개, 골반부에 2개를 사용합니다



	CODE	LXWXHcm	LXWXHinch
WILSON FRAME PAD	MS701	75 x 25,5 x 2,5(2ea)	29,5 x 10 x 1(2ea)
	MS702	75 x 25,5 x 1(2ea)	29,5 x 10 x 0,4(2ea)
PRONE FRAME SET	MS703 (pad)	72,5 x 17,5 x 2 (2ea)	28,5 x 6,9 x 0,8 (2ea)
		18,5 x 12 x 2	7,3 x 4,7 x 0,8
		18,5 x 12 x 2 w/c	7,3 x 4,7 x 0,8 w/c
	MS704 (frame)	60 x 49 x 15,5	23,6 x 19,3 x 6,1
RELTON FRAME PAD SET	MS711	19 x 17,5 x 10,5 (4ea)	7,5 x 6,9 x 4,1 (4ea)



MS721 SUPINE POSITION



MS722 SUPINE POSITION



MS724 SUPINE POSITION



FRACTURE TABLE HIP PAD

SUPINE POSITION에서 엉덩이 부위에 사용됩니다.

FRACTURE TABLE PAD

수술테이블의 포스트 부분에 MS723 제품을 끼우고, MS722 제품으로 감싸서 사용합니다.

SHOULDER PROTECTOR

수술 시 어깨 목 부분을 보호합니다.



	CODE	LXWXHcm	LXWXHinch
FRACTURE TABLE HIP PAD	MS721	14 x 20 x 1,3	5,5 x 7,9 x 0,5
FRACTURE TABLE PAD	MS722 MS723	18 x 18 x 1,3 33 x 30 x 0,8	7,1 x 7,1 x 0,5 12,9 x 11,8 x 0,3
SHOULDER PROTECTOR	MS724	13 x 15 x 2,5	5 x 6 x 1



| ANKLE, HEEL & FOOT PART

HEEL SUPPORT

SUPINE POSITION에서 발목부분을 지지하여 발뒤꿈치와 복숭아뼈 부분을 보호합니다.

HEEL CUP

SUPINE POSITION에서 발목부분을 지지하여 발뒤꿈치와 복숭아뼈 부분을 보호합니다.

COMFORT HEEL CUP


발뒤꿈치 부분을 감싸서 사용하는 제품으로 발의 움직임이 많은 수술 시 유용합니다.

COMFORT HEEL PAD

발뒤꿈치와 복숭아뼈 부분까지 완전히 감싸 발의 움직임이 많은 수술 시 유용합니다.




	CODE	LXWXHcm	LXWXHinch		CODE	LXWXHcm	LXWXHinch
HEEL SUPPORT	MF401	20 x 11 x 7 (2ea)	7,9 x 4,3 x 2,8 (2ea)	HEEL CUP	MF402	17 x 10,5 x 5 (2ea)	6,7 x 4,1 x 2,0 (2ea)
COMFORT HEEL CUP	MF403	17 x 18 x 1,3 (2ea)	6,7 x 7,1 x 0,5 (2ea)	COMFORT HEEL PAD	MF404	17 x 23 x 1,3 (2ea)	6,7 x 9,1 x 0,5 (2ea)



MF411 LITHOTOMY POSITION



MF421 BOOT STIRRUP



MP621 LATERAL POSITION

CRUTCH STIRRUP PAD

LITHOTOMY POSITION에서 STIRRUP, LEG-HOLDER등을 사용할 때 사용하며, 두 개가 하나의 제품으로 구성되어 있습니다.

BOOT STIRRUP PAD


BOOT STIRRUP 안쪽에 잘라서 사용하는 제품입니다

GRADUATED THORACIC POSITIONER

LATERAL POSITION에서 무릎과 무릎 사이에 끼워서 사용하는 제품입니다.

TRACTION BOOT PAD

수술 후 종아리와 발뒤꿈치를 보호합니다.



	CODE	LXWXHcm	LXWXHinch
CRUTCH STIRRUP PAD	MF411	31,5 x 23,5 x 1 (2ea)	12,4 x 9,3 x 0,4 (2ea)
	MF412	39,5 x 24,5 x 1 (2ea)	15,6 x 9,6 x 0,4 (2ea)
	MF413	52 x 30 x 1 (2ea)	20,5 x 11,8 x 0,4 (2ea)
	MF414	55 x 52 x 1 (2ea)	21,7 x 20,5 x 0,4 (2ea)
GRADUATED THORACIC POSITIONER	MP621	36 x 23 x 3,8	14,2 x 9,1 x 1,5

	CODE	LXWXHcm	LXWXHinch
BOOT STIRRUP PAD	MF421	23 x 28 x 1,3 (2ea)	9,1 x 11 x 0,5 (2ea)
TRACTION BOOT PAD	MF431	37 x 24 x 0,5	14,6 x 9,4 x 0,2

MP641 SUPINE POSITION



MP641 PRONE POSITION



MF441, MF451 LITHOTOMY POSITION



DOME POSITIONER

SUPINE POSITION에서 무릎 밑에 위치하여 허리의 부담을 줄여주고, PRONE POSITION에서는 발등 부분에도 사용이 가능합니다.

ANKLE STRAP STIRRUP

LITHOTOMY POSITION에서 발목과 발바닥 고정 시 사용되며, 네 개의 제품이 한 세트로 구성되어 있습니다.

LITHOTOMY POLE COVER

폴대를 사용하는 LITHOTOMY POSITION에서 폴을 감싸기 위한 제품입니다.



	CODE	LXWXHcm	LXWXHinch
DOME POSITIONER	MP641	35 x 15 x 7,5	13,8 x 5,9 x 3
ANKLE STRAP STIRRUP	MF441	31 x 4 x 1 (4ea)	12,2 x 1,6 x 0,4 (4ea)
LITHOTOMY POLE COVER	MF451	71 x 12 x 0,8 (2ea)	28,0 x 4,7 x 0,3 (2ea)



TOILET PAD

좌변기 사용시
피부손상을
방지하고
체중압력을
분산합니다.



HAND EXERCISE BALL

손의 근육 회복을
위한 실리콘 소재 볼
셋트로, 강도에 따라
* EXTRA SOFT
* SOFT
* MEDIUM
* FIRM
4개 타입으로
구성되어 있습니다.



VACUUM POSITIONING SYSTEM

의식이 없거나 스스로
몸을 지탱할 수 없는
환자의 몸을 고정하기
위한 제품으로 젤과
폼층으로 2중으로
구성되어 있습니다.
(원하는 자세를 취한
후 진공펌프로 공기를
빼내어 자세유지)


SPECIAL PART

	CODE	LXWXHcm	LXWXHinch
TOILET PAD	MS811	44 x 9.5 x 1,2 (2ea)	17,3 x 3,7 x 0,5(2ea)
HAND EXERCISE BALL	EB-1	Yellow(extra-soft) Red(soft) Green(medium) Blue(firm)	
	EB-2		
	EB-3		
	EB-4		
VACUUM POSITIONING SYSTEM	VFG-1	50 x 75	119,7 x 29,5
	VFG-2	75 x 98	29,5 x 38,6
	VFG-3	98 x 110	38,6 x 43,3
	VFG-4	98 x 150	38,6 x 59,1
	VFG-5	98 x 170	38,6 x 66,9
	VFG-6	75 x 200	29,5 x 78,7
	VFG-7	98 x 200	38,6 x 78,7




GEL CUSHION

표면이 부드럽고 탄력이 있어 열을 효율적으로 흡수하며, 내구성이 좋아 세척 및 유지보관이 용이합니다.



EMBOSSED CUSHION

부드러운 젤과 볼록볼록한 엠보 디자인의 조합으로, 체중압력 분산이 우수하며, 열발산 및 통풍 환기성, 안정성, 내구성이 모두 우수한 제품입니다.



AIR GEL CUSHION

젤과 에어쿠션의 조합으로 구성된 새로운 개념의 방식으로 신체의 압력을 젤과 공기층에 의해 완화 분산시킬 수 있게 누빔 모양으로 디자인되어 있습니다.

SPECIAL PART

	CODE	LXWXHcm	LXWXHinch
GEL CUSHION	GC1616	41×41×1,6	16×16×0,63
	GC1816	46×41×1,6	18×16×0,63
	GC1818	46×46×1,6	18×18×0,63
	GC2018	51×46×1,6	20×18×0,63
AIR GEL CUSHION	AGC1616	41×41×2,5	16×16×1
	AGC1816	46×41×2,5	18×16×1
	AGC1818	46×46×2,5	18×18×1
	AGC2018	51×46×2,5	20×18×1
EMBOSSED CUSHION	EC1616	41×41×1,6	16×16×0,63
	EC1816	46×41×1,6	18×16×0,63
	EC1818	46×46×1,6	18×18×0,63
	EC2018	51×46×1,6	20×18×0,63

욕창!! 예방이 우선입니다.

1. 욕창이란

우리 몸의 일정부위에 지속적인 또는 반복적인 압박이 주로 뼈의 돌출부에 가해져 혈액순환이 잘 안 되고 산소나 영양분이 충분히 공급되지 못해 피부조직이 죽어 발생한 궤양(염증이나 괴사로 인해 그 조직표면이 국소적으로 결손 되거나 함몰된 것)을 욕창이라고 합니다. 이러한 증상의 공통적인 원인이 압박인 탓에 보다 적절하게는 압박궤양이라고도 부릅니다.

욕창발병은 압력, 습기, 응전력 및 마찰, 부동상태, 체중 등 여러 가지 요인이 있으나 수술 시 빈번히 발생하는 욕창의 가장 큰 원인은 피부에 가해지는 체중압력을 직접적인 원인으로 꼽을 수 있습니다.

압력

욕창발생의 가장 주된 원인으로 압력의 강도와 지속시간에 따라 모세혈관을 폐쇄시켜 피부 괴사를 일으킵니다. 피부에 수직으로 작용하는 압력뿐만 아니라 피부와 평행하게 작용하는 응전력과 반대방향으로 작용하는 마찰력도 피부에 박리와 비슷한 상처를 일으키며 욕창발병을 촉진 시킵니다.

습기

환자의 피부가 습기에 장시간 노출되어 있거나, 자주 젖어 있으면 피부 조직 특히 표피가 약하게 되어 작은 자극에도 피부에 상처가 나게 되어 욕창의 원인이 됩니다.

체온


수술 시 체온을 유지하기 위하여 가온기를 사용하는 경우가 있는데, 체온이 올라가면 피부는 보다 많은 산소를 필요로 하게 되며, 높은 체온에서의 압력은 낮은 체온에서보다 욕창에 취약합니다.

내적 요인


특히 내적인 요인은 욕창의 치료나 완치를 어렵게 하는 특징이 있으며, 영양상태의 부족은 피부자체를 약하게 함과 동시에 뼈와 피부 사이에 피하조직을 감소시킴으로 피부에 압력 부담을 가중시킵니다. 저혈압, 당뇨병 등의 질환은 모세혈관에 손상을 주어 욕창 발병율을 높임과 동시에 치료를 어렵게 합니다.

2. 욕창의 진행단계

욕창은 피부 괴사의 진행 정도에 따라 4단계로 구분되며, 정상적인 피부는 혈액순환의 감소로 인해 생긴 허혈(신체부위에 부분적으로 혈액순환이 잘 되지 않아서 생기는 국소적인 빈혈)이 압력이 사라지면 곧바로 충혈 상태가 되며 피부가 정상적인 색으로 돌아옵니다.




1단계 : 압력이 제거되었음에도 허혈 상태에서 충혈 상태로 돌아오지 않고 피부에 홍방이 남아 있거나 피부가 변색되는 경우, 압박을 제거하고 순환이 회복되면 몇 시간 내에 사라짐.



3단계 : 피하조직층까지 괴사가 진행되어 부분적으로 피부상실이 두껍게 진행. 근막은 침범되지 않은 상태.



2단계 : 표피, 진피층의 부분적인 피부상실과 수포가 생기거나 얇은 피부 탈피 현상.



4단계 : 전체 피부층의 상실과 근육까지 영향을 미치며 부분적으로 뼈가 보일 정도의 상태.

3. BETTER4 젤 제품

■ 욕창예방

부드럽고 밀량밀량한 폴리 우레탄 소재의 젤 형태로 만들어진 BETTER4의 젤 제품은 수술 중 환자의 체중압력에 의해 신체 특정 부위에 가해지는 압력을 최대한 넓은 면적으로 고르게 분산시켜 신체에 가해지는 압력을 아주 낮게 유지할 수 있어 욕창을 예방할 수 있습니다.

■ 안정적인 시술

각각의 제품은 사람의 신체 굴곡에 맞게 디자인되어 수술 중 발생할 수 있는 환자의 움직임을 섬세하게 고정시켜, 시술을 보다 안정적이고 원활하게 진행할 수 있는 기능적인 제품입니다.

■ 보관, 관리

제품의 특성상 한번 기억된 형상은 변형되지 않고 찢어져도 젤이 흐르지 않아, 소독 및 세척이 용이 하며 보관이 편리한 제품입니다.


■ 안전성

8대 유해 중금속이 없는 친환경 소재로 제작되어 유럽안전 인증(CE) 및 미국 식품의약국(FDA) 승인을 모두 통과한 제품으로 신뢰할 수 있는 안전한 제품입니다.


■ 우수성

독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 터키, 네덜란드, 등의 유럽 국가 중심으로 수출을 하고 있으며, 일본을 비롯 국내외 많은 병원들로 부터 병원 서비스의 질을 향상 시킬 수 있는 제품으로 큰 호응을 받고 있는 우수한 제품입니다.


BETTER4 OPERATING ROOM GEL PRESSURE GRAPH




HEAD (CLOSED HEAD RING)




CHEST (WILSON FRAME SET)



HIP (EMBOSSED OPERATING TABLE PAD)



HEEL (HEEL CUP)



*Equipment : Xsenser
 Tester *Height : 180cm *Weight : 85kg *Age : 28 *Sex : Male

Better4



TEL : 070-8611-5627~9

FAX : 02-6008-7315

E-mail : better4@betterfour.com

www.betterfour.com